

De Accessoires

Een rijk pakket aan specifieke zorgwensen.



Valmat

Deze Valmat is leverbaar in 5 of 7 cm en bestaat uit schokwerend SoliCore HR schuim. Het kan gebruikt worden naast de Fullcare Exclusive Bedden om de cliënt op te kunnen vangen indien deze van het bed afrolt.



Papegaai

Deze Papegaai is verkrijgbaar in twee versies. De automatisch oprolbare wordt gebruikt indien er vaker van de greephoogte gewisseld moet worden. De handverstelbare spreekt voor zich.



Sta-op-beugel

Deze stabiele Sta-op-beugel ondersteunt bij het in-en-uit bed stappen. De beugel wordt aan het frame van het bed gemonteerd. Uiteraard beweegt de Sta-op-beugel mee met de rug- en de hooglaag-verstellingen van het bed.



Accupakket

Bij de bedden kan er gekozen worden voor een Accupakket met als enig doel ervoor te zorgen dat de functionaliteiten van het bed actief blijven als de stroom uitvalt. Dit Accupakket is eenvoudig aan de motor onder het bed te bevestigen.



ComFortschotels

Om het ligcomfort te vergroten is de rasterbodem van de Fullcare Exclusive Bedden optioneel ook verkrijgbaar met kunststof schotels.



Stootwielen

Deze Stootwielen beschermen het Fullcare Exclusive bed bij het verplaatsen, daar er zo altijd een bepaalde afstand tussen het bed en de muur is.




Onrusthekverhoger

Om aan de minimale hoogte-eisen te kunnen voldoen, is het soms noodzakelijk het onrusthek van de Fullcare Exclusive Bedden te verhogen. Met een eenvoudig clipsysteem wordt er bovenop het onrusthek een verhoger geplaatst.



Wand-afstandhouder

Deze onzichtbare beschermer behoudt de afstand tussen het bed en de wand, zodat beschadigingen aan de Fullcare Exclusive Bedden kunnen worden voorkomen.



Bedlamp

Deze leeslamp kan heel eenvoudig in de daarvoor bestemde houder op de hoek van de Fullcare Exclusive Bedden worden geschoven. Met de flexibele poot kan de lamp naar ieder gewenste richting worden gedraaid.



Bed- en ligvlakverlenging

Het zorgbed kan met deze verlenger zowel aan het hoofdeinde als het voeteneinde 10 cm worden verlengd.



Papegaai

Op de Fullcare Care kan als optie worden gekozen voor een centrale beremming. Bij het indrukken van het voetpedaal worden direct alle vier de wielen geblokkeerd.



Onderbedverlichting

De Onderbedverlichting wordt onder het bed geplaatst en springt aan door de bewegingssensor. Deze led-verlichting biedt oriëntatie in het donker.



Bedhek-bepolstering

Deze fraaie Bedhek-bepolstering beschermt de cliënt tegen verwondingen door het bedhek. Het materiaal is sterk en daarnaast doorzichtig wat voor de meeste cliënten een geborgen gevoel teweegbrengt.