

De Pompen

De pompen onderscheiden zich van elkaar in functies als: wisselende/statische modus, zitting/pulsatie/ Autofirm, cyclustijdsinstelling, paneelvergrendeling, lage druk/ stroomstoringalarm, auto-Fowler functie, automatisch aanpassen, kabelbeheersysteem en constante lage druk. Daarnaast worden ze zowel mechanisch als digitaal gestuurd.

Nu is het de kunst om samen met de pomp en het juiste matras de meest efficiënte combinatie te maken. En laten wij dat alvast voor u hebben uitgezocht.



Q2K-02 handmatige pomp

- + ProCell 834/512
- + 8 liter
- + Alternering: 12 minuten Cycli
- + Statisch
- + Geen autolock
- + Lage druk alarm



Q2K-03 digitale pomp

- + ProCell 834/512
- + 8 liter
- + Statisch / alternering: 10-15 / 20-25 minuten Cycli
- + Autofirm/verpleegstand
- + Verkrijgbaar met autolock
- + Lage druk alarm



S21 digitale pomp

- + ProCell 834/512, OptiVa
- + 8 liter
- + 4 gebruiksmodes: alternering / nacht / pulsatie / statisch
- + Autofirm/verpleegstand
- + Met autolock
- + Alarm bij lage druk en stroomuitval



Q3-032 digitale pomp

- + BariCell
- + 15 liter
- + Statisch / alternering: 10-15 / 20 min. Cycli
- + Autofirm/verpleegstand
- + Met autolock
- + Lage druk, systeem- en stroomuitval alarm



Q5 digitale pomp

- + Low-air-loss
- + 8 liter
- + Statisch
- + Blaast continue lucht
- + Met autolock
- + Lage druk, systeem- en stroomuitval alarm



N1 digitale pomp

- + Sensiva
- + 8 liter
- + Alternering / continue lage druk / pulsatie / automatisch
- + Fowler-positie
- + Automatische drukmeting
- + Met autolock
- + Lage druk, systeem- en stroomuitval alarm